

FICHE TECHNIQUE

Code article : **CHL710AL**

ASEPTIL LINGETTES ANTISEPTIQUES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES – BOITE DE 100

PROPRIETES

- **Lingettes antiseptiques et désinfectantes pour les mains, objets surfaces et dispositifs médicaux de classe I.**
 - **Marchés cibles** : milieu médical et paramédical, hôpitaux, centres de soins, laboratoires d'analyses, services urgences ...
 - ✓ **Multi usages : mains et surfaces**
 - ✓ **Large spectre d'activité (bactéries, levures, virus)**
 - ✓ **Pratique : 1^{ère} lingette tirée**
 - ✓ **Conçu et fabriqué en France**



MODE D'EMPLOI

- Tirer horizontalement une lingette imprégnée jusqu'à la prédécoupe. Bien refermer le conditionnement après usage.
- Frotter la lingette sur les mains et les surfaces préalablement nettoyées, pendant au moins 30 secondes. Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire.
- Ne pas rincer. Laisser sécher.
- Jeter les lingettes usagées dans un container à déchets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	<ul style="list-style-type: none">• Non tissé : viscosse blanche
Odeur	<ul style="list-style-type: none">• Mentholée
pH (pur)	<ul style="list-style-type: none">• 4.5 – 6.5
Substances actives de la solution :	<ul style="list-style-type: none">• Ethanol Cas 64-17-5 (47 mg/g)• Chlorure de benzalkonium CAS 85409-22-9 (3 mg/g)• Acide D-gluconique CAS 18472-51-0 (1.2 mg/g)

Conditionnement Carton : 12 boites de 100 lingettes - Palette : 1200 boites de 100 lingettes

CONSERVATION

- Conserver dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage.
- Eviter les températures supérieures à 40°C.
- Avant ouverture conservation 30 mois à l'abri de la chaleur.
- Dès l'ouverture : utiliser dans le mois.

1/2

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d'emballage

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d'emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -

www.bbaemballages.com

LEGISLATION - PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Produit biocide TP1 et TP2.
- Usage exclusivement professionnel.
- Ne pas avaler
- Ne pas utiliser avec d'autres produits
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Propriétés microbiologiques de la solution

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040	1 min
	▪ EN 1040 (SARM)	1 min
	▪ EN 1276*	30s
	▪ prEN 13727*	30s
	▪ EN 13727*	5 min
	▪ EN 13697*	5 min
	▪ EN 14561*	5 min
Levures /	▪ EN 1275 (<i>Candida albicans</i>)	5 min
Moisissures	▪ EN 13624 (<i>Candida albicans</i>)*	5 min
	▪ EN 13697 (<i>Candida albicans</i>)*	5 min
	▪ EN 1650+A1 (<i>Candida albicans</i>) *	1 min
	▪ EN 1650 (<i>Trichophyton mentagrophytes</i>)*	15 min
Virus	Actif sur	
	- H1N1 selon EN 14476+A1	30s
	- Herpes simplex 1, Rotavirus	5 min
	- BVDV (virus modèle de l'Hépatite C), PRV (virus modèle de l'Hépatite B), HIV	30s

Mise à jour le 29/01/2018 - 400284 – 2/2

Nous recommandons à nos clients de s'assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

www.cristaldistribution.com

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d'emballage

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d'emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -

www.bbaemballages.com